

## 纤维二糖使用说明书

**【货号】** P-86C

### **【用途】**

1. 用于配制 10% 无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），该溶液用于配制改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂 (mCPC);
2. 用于配制 10% 无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），该溶液用于配制纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC)。

**【规格】** 50g/瓶

### **【成分】**

纤维二糖

### **【用法】**

1. 配制 10% 无菌纤维二糖水溶液（无菌过滤），无菌加入 10mL 该溶液与一支 P-125 mCPC 抗生素溶液添加至 90mL 加热煮沸后灭菌后冷却至 50°C 的 CM421 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC) 中，混合均匀后制成改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂 (mCPC);
2. 配制 10% 无菌纤维二糖水溶液(无菌过滤), 无菌加入 10mL 该溶液与一支 P-07B 多粘菌素 E(40000IU/支)添加至 90mL 加热煮沸灭菌后冷却至 50°C 的 CM421 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC) 中，混合均匀后制成纤维二糖多粘菌素 E 琼脂(CC)。

### **【保存】**

2-8°C 避光保存两年。

### **【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。