



柠檬酸铁铵使用说明书

【货号】 P-93

【用途】 用于配置肠球菌培养基（叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂）。

【规格】 50mg/支×20

【成分】 柠檬酸铁铵

【用法】

无菌加入 P-93 柠檬酸铁铵 1 支至 100mL 高压灭菌后冷却至 55℃的 CM1507 肠球菌培养基（叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂）基础中，混合均匀后制成肠球菌培养基（叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂）。

【保存】

2℃-8℃避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。